



Meditech Europe



Dr. Hulda Clark is een cum laude afgestudeerde onderzoeker en wetenschapper met een ruime staat van dienst. Zij verrichtte baanbrekend werk, onder meer op het gebied van allerlei ziektebeelden, waaronder kanker. Daarnaast is ze schrijfster van diverse boeken, zoals 'Handboek zelfgenezing', 'Cure of All Cancers' en 'Cure of HIV and Aids'.

Volgens dr. Clark worden ziekten en/of aandoeningen veroorzaakt door overbelasting van het lichaam door parasieten, bacteriën en vervuiling door schadelijke stoffen. Haar onderzoek bevestigt dat deze parasieten, bacteriën en andere indringers eenvoudig uit het menselijk lichaam zijn te elimineren.

Zo past dr. Clark elektro- en kruidentherapie toe om deze eliminatie te bewerkstelligen. Ze ontwikkelde een bijzondere methode om door middel van frequenties een scala aan parasieten en andere indringers te kunnen doden. Het apparaat dat deze frequenties teweegbrengt heet de Swing Zapper.

De ontwikkeling van de Swing Zapper:

De hedendaagse technologie ontwikkelt zich razendsnel en stelt ons in staat om steeds betere en effectievere apparatuur te maken. In de nieuwe Swing Zapper zijn de nieuwste technieken en kennis verwerkt. U krijgt 2 jaar garantie op deze zapper.

De Swing Zapper een uniek product:

De Swing Zapper is de laatste ontwikkeling op zapper gebied. Van de door ons ontwikkelde zappers zijn in de vorige series meer dan 30.000 verkocht en we hebben natuurlijk veel kunnen leren van alle reacties. Een ander uniek stukje techniek is het energetisch systeem wat in uw Swing Zapper is ingebouwd. De praktijk en onderzoeken van dr. Puharich naar het effect van een Möbius spoel, in het bekende Max Planck instituut, en van de bekende wetenschapper dr. Glen Rein bevestigen dat dit het resultaat positief beïnvloed. Door het ingebouwde energetisch systeem kan men de Swing Zapper op een pijnlijke plek gebruiken. Hierdoor verdwijnt de pijn vaak of anders neemt deze meestal af. Men hoeft hierbij niet per se de handelektroden aangesloten te hebben. Dat het energetische systeem werkt laat een eenvoudige test zien. Als u de Swing Zapper activeert en tegen een glas wijn of water plaatst, verandert de smaak vaak binnen korte tijd. Het energetisch veld wordt direct in de Swing Zapper opgewekt.

Toepassingsgebieden volgens dr. Clark:

Dr. Hulda Clark toont in haar onderzoeken aan dat de zapper allerlei kleine en grotere indringers tegelijk dood, zoals parasieten, bacteriën, mijt, virussen, schimmels, en rondwormen.

Bijwerkingen zijn niet bekend bij gebruik van de zapper. De Swing Zapper kan ingezet worden bij velerlei ziektebeelden en of aandoeningen. Zo noemt dr. Clark bijvoorbeeld: acne, allergie, artritis, artrose, blaas en prostaatproblemen, candida, depressie, diabetes, eczeem, gordelroos, griep, herpes, infecties, jeuk, kanker, leukemie, ME, ontstekingen, psoriasis, reuma, spierdystrofie, spierpijn, uitslag, wratten, zenuwpijnen, ziekte van Bechterew, ziekte van Crohn, zweren en nog veel meer.

Aanbevelingen bij het gebruik van de Swing Zapper:

Het kan mogelijk zijn dat u zich na een behandeling wat moe voelt. Dit komt door de ontstane toxinen. Om deze toxinen uit te spoelen is het belangrijk om veel gezuiverd water te drinken. Minimaal anderhalve liter per dag. Dus geen koffie, thee of andere dranken. Om uw darmflora te optimaliseren is het zinvol om op uw voeding te letten. Probeer daarom koffie en/of thee te vermijden. Kruidenthee kan wel een goede ondersteuning zijn. Witte suikers, rietsuiker en vlees kunt u ook beter niet gebruiken. EKO-zuivel zoals biogarde en yoghurt, in combinatie met verse onbespoten groenten, zijn een waardevolle aanvulling. Voor een optimale zuurstofopname is het verblijf in rokerige ruimten niet zinvol. Roken moet afgeraden worden. U kunt zich ook laten begeleiden door uw natuurarts of therapeut. Bij blijvende klachten altijd uw arts raadplegen.

Technisch advies:

- Vermijd vocht, hitte en extreme kou.
- Behandel de zapper voorzichtig.
- U kunt de elektroden schoonmaken met een milieuvriendelijk middel.
- De Swing Zapper werkt op twee anderhalve volt batterijen.
- Als het controlelampje geen signaal geeft wanneer de Swing Zapper is ingeschakeld, dienen de batterij en vervangen te worden. Schuif het klepje voorzichtig los, vervang de batterijen en schuif het klepje weer op zijn plek terug.

Belangrijk:

Wanneer de Swing Zapper in werking is, blijft de uitgangsspanning ook belast, 10 volt. Als u dit met een voltmeter meet is dit ongeveer 5 volt. Dit komt door de positieve offset. U meet de helft van de spanning. Deze continue spanning zorgt voor een optimaal resultaat. Het woord 'swing' in de Swing Zapper staat voor een variabele frequentie binnen een vastgesteld gebied. Deze variabele frequentie zorgt ervoor dat parasieten en andere indringers zich hier niet tegen kunnen wapenen of immuun worden voor een behandeling, zoals met antibiotica (een uitzondering hierop betreft colloïdaal zilver, een natuurlijk antibioticum). Het behandelde gebied is dus veel groter dan bij welke zapper dan ook. Daarom hoeft u geen frequenties in te stellen of verschillende chips te gebruiken. Zo simpel kan het zijn.

De handelektroden kunnen alleen in de hand gebruikt worden. Plaats deze nooit op andere plekken op het lichaam. Ze zitten in het Swing Zapper pakket. Er zijn ook op verzoek ook voetelektroden leverbaar. Volgens dr. Clark is het belangrijk om chemicaliën en propylalcohol te vermijden. Propylalcohol komt vooral voor in cosmetica en schoonmaak producten. Volgens dr. Clark heeft iedere kankerpatiënt namelijk deze stof in de lever. U kunt uw behandeling optimaliseren door de parasieten kruidenkuur te gebruiken en/of in combinatie met colloïdaal zilver en/of colloïdaal goud. Meer informatie over deze producten kunt u bij Meditech Europe verkrijgen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Gebruiksadvies:

- Sluit de hand/voet elektroden op de Swing Zapper aan door middel van de snoeren.
- Plaats de Swing Zapper op een stabiele, niet te gladde ondergrond.
- Houd de handelektroden vast/plaats de voeten op de voetelektroden en druk op ON (rood links en zwart rechts).
- Wanneer het lampje knippert is de Swing Zapper in werking.
- De Swing Zapper werkt automatisch een programma van zeven minuten af.
- Na zeven minuten schakelt hij automatisch uit.
- Er dient dan 20 minuten gewacht te worden.
- Gedurende deze 20 minuten komen er bacteriën en virussen vrij uit de gedode parasieten.
- Een tweede behandeling van zeven minuten is nodig om de vrijgekomen bacteriën en virussen te elimineren.
- Houd hierna wederom een pauze van 20 minuten.
- De derde en laatste behandeling van zeven minuten is nodig, om er zeker van te zijn dat echt alle indringers zijn vernietigd en niet in staat zijn zich te vermeerderen.

Door de Swing Zapper minimaal een week drie maal zeven minuten per dag in te zetten, verwijderd u hele populaties indringers. Na een week kunt u om de dag gaan behandelen, tenzij uw arts of therapeut anders heeft voorgeschreven. Het is belangrijk om het lichaam rust te geven. Afvalstoffen die door de behandeling zijn ontstaan kunnen zich dan verwijderen. Bij zwangerschap of gebruik van een pacemaker de Swing Zapper niet gebruiken.

Meditech Europe wenst u veel succes met het gebruik van uw Swing Zapper.



Dr. Hulda Clark ist eine mit "cum laude" ausgezeichnete Forscherin und Wissenschaftlerin mit einer hervorragenden Erfolgsbilanz. Sie hat Pionierarbeit geleistet, auch auf dem Gebiet verschiedener Krankheiten, darunter Krebs. Sie ist auch Autorin mehrerer Bücher, darunter "Handbuch der Selbstheilung", "Heilung aller Krebsarten" und "Heilung von HIV und Aids".

Laut Dr. Clark werden Krankheiten und/oder Störungen durch eine Überlastung des Körpers mit Parasiten, Bakterien und Verschmutzung durch Schadstoffe verursacht. Ihre Forschung bestätigt, dass diese Parasiten, Bakterien und andere Eindringlinge leicht aus dem menschlichen Körper entfernt werden können.

Dr. Clark verwendet Elektro- und Kräutertherapie, um diese Ausscheidung zu erreichen. Sie entwickelte eine spezielle Methode, um eine Vielzahl von Parasiten und anderen Eindringlingen durch Frequenzen zu töten. Das Gerät, das diese Frequenzen auslöst, heißt Swing Zapper.

Die Entwicklung des Swing Zapper:

Die heutige Technologie entwickelt sich in rasantem Tempo und ermöglicht es uns, immer bessere und wirksamere Geräte herzustellen. Der neue Swing Zapper basiert auf den neuesten Techniken und Erkenntnissen. Dieser Zapper wird mit einer 2-jährigen Garantie geliefert.

Der Swing Zapper ist ein einzigartiges Produkt:

Der Swing Zapper ist die neueste Entwicklung auf dem Gebiet der Zapper. Mehr als 30.000 der von uns entwickelten Zapper wurden in den bisherigen Serien verkauft, und wir haben natürlich viel aus den Reaktionen gelernt. Eine weitere einzigartige Technologie ist das in Ihrem Swing Zapper integrierte Energiesystem. Die Praxis und die Forschung von Dr. Puharich über die Wirkung einer Möbius-Spule im bekannten Max-Planck-Institut und des bekannten Wissenschaftlers Dr. Glen Rein bestätigen, dass dies einen positiven Einfluss auf das Ergebnis hat. Durch das eingebaute energetische System kann man den Swing Zapper an einer schmerzhaften Stelle einsetzen. Infolgedessen verschwinden die Schmerzen oft oder sie lassen nach. Es ist nicht notwendig, die Handelektroden angeschlossen zu haben. Ein einfacher Test zeigt, dass das energetische System funktioniert. Wenn Sie den Swing Zapper aktivieren und ihn gegen ein Glas Wein oder Wasser halten, ändert sich der Geschmack oft innerhalb kurzer Zeit. Das energetische Feld wird direkt im Swing Zapper erzeugt.

Anwendungsbereiche nach Dr. Clark:

Die Forschungen von Dr. Hulda Clark zeigen, dass der Zapper alle Arten von kleinen und größeren Eindringlingen wie Parasiten, Bakterien, Milben, Viren, Pilze und Rundwürmer gleichzeitig tötet.

Es sind keine Nebenwirkungen bei der Verwendung des Zappers bekannt. Der Swing Zapper kann bei vielen verschiedenen Krankheiten und/oder Störungen eingesetzt werden. Als Beispiele nennt Dr. Clark: Akne, Allergien, Arthritis, Osteoarthritis, Blasen- und Prostataprobleme, Candida, Depressionen, Diabetes, Ekzeme, Gürtelrose, Grippe, Herpes, Infektionen, Juckreiz, Krebs, Leukämie, ME, Entzündungen, Schuppenflechte, Rheuma, Muskeldystrophie, Muskelschmerzen, Hautausschläge, Warzen, Nervenschmerzen, Morbus Bechterew, Morbus Crohn, Geschwüre und vieles mehr.

Empfehlungen für die Verwendung des Swing Zapper:

Es ist möglich, dass Sie sich nach einer Behandlung ein wenig müde fühlen. Das liegt an den Toxinen, die produziert werden. Um diese Giftstoffe auszuspülen, ist es wichtig, viel gereinigtes Wasser zu trinken. Mindestens eineinhalb Liter pro Tag. Also kein Kaffee, Tee oder andere Getränke. Um Ihre Darmflora zu optimieren, ist es sinnvoll, auf Ihre Ernährung zu achten. Versuchen Sie daher, Kaffee und/oder Tee zu vermeiden. Kräutertee kann eine gute Unterstützung sein. Weißer Zucker, Rohrzucker und Fleisch sollten ebenfalls vermieden werden. EKO-Milchprodukte wie Bio-Käse und -Joghurt sind in Kombination mit frischem, ungespritztem Gemüse eine wertvolle Ergänzung. Um eine optimale Sauerstoffaufnahme zu gewährleisten, ist der Aufenthalt in verrauchten Räumen nicht ratsam. Vom Rauchen sollte abgeraten werden. Sie können auch Ihren naturheilkundlichen Arzt oder Therapeuten um Rat fragen. Bei anhaltenden Beschwerden sollten Sie immer Ihren Arzt aufsuchen.

Technische Beratung:

- Vermeiden Sie Feuchtigkeit, Hitze und extreme Kälte.
- Behandeln Sie den Zapper mit Vorsicht.
- Sie können die Elektroden mit einem umweltfreundlichen Mittel reinigen.
- Der Swing Zapper wird mit zweieinhalb-Volt-Batterien betrieben.
- Wenn die Anzeigelampe beim Einschalten des Swing Zappers nicht leuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden. Nehmen Sie die Abdeckung vorsichtig ab, setzen Sie die Batterien ein und schieben Sie die Abdeckung wieder auf.

Das ist wichtig:

Wenn der Swing Zapper in Betrieb ist, bleibt die Ausgangsspannung bei 10 Volt, auch wenn er belastet wird. Wenn Sie diesen Wert mit einem Voltmeter messen, beträgt er etwa 5 Volt. Dies ist auf den positiven Offset zurückzuführen. Sie messen die Hälfte der Spannung. Diese kontinuierliche Spannung sorgt für ein optimales Ergebnis. Das Wort "Swing" im Swing Zapper steht für eine variable Frequenz innerhalb eines bestimmten Bereichs. Diese variable Frequenz sorgt dafür, dass sich Parasiten und andere Eindringlinge nicht dagegen wehren können oder gegen eine Behandlung, z. B. mit Antibiotika, immun werden (eine Ausnahme ist kolloidales Silber, ein natürliches Antibiotikum). Die behandelte Fläche ist daher viel größer als bei jedem Zapper. Daher müssen Sie keine Frequenzen einstellen oder verschiedene Chips verwenden. So einfach kann es sein.

Die Handelektroden können nur an der Hand verwendet werden. Legen Sie sie niemals auf andere Körperteile. Sie sind im Swing Zapper-Paket enthalten. Auf Anfrage sind auch Fußelektroden erhältlich. Laut Dr. Clark ist es wichtig, Chemikalien und Propylalkohol zu vermeiden. Propylalkohol ist hauptsächlich in Kosmetika und Reinigungsmitteln enthalten. Laut Dr. Clark hat jeder Krebspatient diese Substanz in der Leber. Sie können Ihre Behandlung optimieren, indem Sie die Parasitenkur mit Kräutern und/oder in Kombination mit kolloidalem Silber und/oder kolloidalem Gold anwenden. Weitere Informationen über diese Produkte erhalten Sie bei Meditech Europe. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Hinweise zur Verwendung:

- Schließen Sie die Hand/Fuss Elektroden mit den Kabeln an den Swing Zapper an.
- Stellen Sie den Swing Zapper auf eine stabile, rutschfeste Unterlage.
- Halten Sie die Handelektroden/ Legen Sie die Füße auf die Fußelektroden und drücken Sie auf ON (rot auf der linken und schwarz auf der rechten Seite).
- Wenn das Licht blinkt, ist der Swing Zapper in Betrieb.
- Der Swing Zapper führt automatisch ein siebenminütiges Programm durch.
- Nach sieben Minuten schaltet es sich automatisch aus.
- Sie müssen dann 20 Minuten warten.
- Während dieser 20 Minuten werden Bakterien und Viren aus den abgetöteten Parasiten freigesetzt.
- Eine zweite siebenminütige Behandlung ist erforderlich, um die freigesetzten Bakterien und Viren zu beseitigen.
- Danach machen Sie eine weitere 20-minütige Pause.
- Die dritte und letzte siebenminütige Behandlung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass alle Eindringlinge vernichtet werden und sich nicht mehr vermehren können.

Wenn Sie den Swing Zapper mindestens eine Woche lang dreimal sieben Minuten pro Tag verwenden, entfernen Sie ganze Populationen von Eindringlingen. Nach einer Woche können Sie mit der Behandlung jeden zweiten Tag beginnen, es sei denn, Ihr Arzt oder Therapeut hat etwas anderes verordnet. Es ist wichtig, dem Körper eine Pause zu gönnen. Die bei der Behandlung entstehenden Abfallprodukte können dann entfernt werden. Verwenden Sie den Swing Zapper nicht, wenn Sie schwanger sind oder einen Herzschrittmacher tragen.

Meditech Europe wünscht Ihnen viel Erfolg bei der Verwendung Ihres Swing Zappers.



Dr. Hulda Clark is a cum laude graduate researcher and scientist with a distinguished record of achievement. She has done pioneering work, including in the field of various diseases, including cancer. She is also the author of several books, such as 'Handbook of Self-Healing', 'Cure of All Cancers' and 'Cure of HIV and Aids'

According to Dr Clark, diseases and/or disorders are caused by overloading the body with parasites, bacteria and pollution by harmful substances. Her research confirms that these parasites, bacteria and other invaders can easily be eliminated from the human body.

Dr Clark uses electro- and herbal therapy to achieve this elimination. She developed a special method to kill a variety of parasites and other invaders through frequencies. The device that triggers these frequencies is called the Swing Zapper.

The development of the Swing Zapper:

Today's technology is developing at a rapid pace and enables us to make ever better and more effective devices. The new Swing Zapper incorporates the latest techniques and knowledge. This zapper comes with a 2-year warranty.

The Swing Zapper is a unique product:

The Swing Zapper is the latest development in the zapper field. More than 30,000 of the zappers we developed have been sold in the previous series, and we have of course learned a lot from all the reactions. Another unique piece of technology is the energetic system built into your Swing Zapper. The practice and research of Dr Puharich into the effect of a Möbius coil, in the well-known Max Planck Institute, and of the well-known scientist Dr Glen Rein, confirm that this has a positive influence on the result. Because of the built-in energetic system, one can use the Swing Zapper on a painful spot. As a result, the pain often disappears or else it usually decreases. It is not necessary to have the hand electrodes connected. A simple test shows that the energetic system works. If you activate the Swing Zapper and place it against a glass of wine or water, the taste often changes within a short time. The energetic field is generated directly in the Swing Zapper.

Fields of application according to Dr. Clark:

Dr. Hulda Clark's research shows that the zapper kills all kinds of small and bigger invaders at the same time, such as parasites, bacteria, mites, viruses, fungi and roundworms.

There are no known side effects when using the zapper. The Swing Zapper can be used for many different diseases and/or disorders. For example, Dr. Clark mentions: acne, allergies, arthritis, osteoarthritis, bladder and prostate problems, candida, depression, diabetes, eczema, shingles, flu, herpes, infections, itching, cancer, leukaemia, ME, inflammations, psoriasis, rheumatism, muscular dystrophy, muscle pain, rashes, warts, nerve pain, Bechterew's disease, Crohn's disease, ulcers and many more.

Recommendations for using the Swing Zapper:

It is possible that you feel a bit tired after a treatment. This is due to the toxins that are produced. To flush out these toxins, it is important to drink plenty of purified water. At least one and a half litres a day. So no coffee, tea or other drinks. To optimise your intestinal flora, it makes sense to watch your diet. Therefore try to avoid coffee and/or tea. Herbal tea can be a good support. White sugars, cane sugar and meat are also better avoided. EKO dairy products such as organic cheese and yoghurt, in combination with fresh unsprayed vegetables, are a valuable addition. For an optimal oxygen intake, staying in smoky rooms is not advisable. Smoking should be discouraged. You can also ask your naturopathic doctor or therapist for guidance. In case of persistent complaints, always consult your doctor.

Technical advice:

- Avoid moisture, heat and extreme cold.
- Handle the zapper with care.
- You can clean the electrodes with an environmentally friendly agent.
- The Swing Zapper operates on two and a half volt batteries.
- If the indicator light does not give a signal when the Swing Zapper is turned on, the batteries must be replaced. Carefully slide off the cover, replace the batteries and slide the cover back into place.

Important:

When the Swing Zapper is in operation, the output voltage remains at 10 volts, even when loaded. If you measure this with a voltmeter, it is approximately 5 volts. This is due to the positive offset. You measure half the voltage. This continuous voltage ensures an optimum result. The word 'swing' in the Swing Zapper stands for a variable frequency within a set area. This variable frequency ensures that parasites and other intruders cannot defend themselves against it or become immune to a treatment, such as antibiotics (an exception to this is colloidal silver, a natural antibiotic). The treated area is therefore much larger than with any zapper. Therefore, you do not need to set frequencies or use different chips. It can be as simple as that.

The hand electrodes can only be used in the hand. Never place them on other parts of the body. They are included in the Swing Zapper package. Foot electrodes are also available on request. According to Dr Clark, it is important to avoid chemicals and propyl alcohol. Propyl alcohol is mainly found in cosmetics and cleaning products. According to Dr. Clark, every cancer patient has this substance in the liver. You can optimise your treatment by using the parasite herbal cure and/or in combination with colloidal silver and/or colloidal gold. More information about these products can be obtained from Meditech Europe. Please do not hesitate to contact us.

Advice on use:

- Connect the hand/foot electrodes to the Swing Zapper by using the cords.
- Place the Swing Zapper on a stable, non-slippery surface.
- Hold the hand electrodes/place your feet on the foot electrodes and press ON (red on the left and black on the right).
- When the light flashes, the Swing Zapper is in operation.
- The Swing Zapper automatically runs a seven-minute programme.
- After seven minutes it will turn off automatically.
- You must then wait 20 minutes.
- During these 20 minutes, bacteria and viruses are released from the parasites killed.
- A second seven-minute treatment is required to eliminate the bacteria and viruses released.
- After this, have another 20-minute break.
- The third and final seven-minute treatment is required to ensure that all invaders are destroyed and unable to reproduce.

By using the Swing Zapper for at least a week, three times seven minutes a day, you remove entire populations of invaders. After a week, you can start treating every other day, unless your doctor or therapist has prescribed otherwise. It is important to give the body a rest. Waste products created by the treatment can then be removed. Do not use the Swing Zapper if you are pregnant or if you use a pacemaker.

Meditech Europe wishes you every success in using your Swing Zapper.





Meditech Europe BV

Daalder 14

8305 BE Emmeloord

tel.: +31 527 292331

mail: info@meditecheurope.nl

web: www.meditecheurope.nl