



Meditech Europe



Inhoud van de verpakking

- Soladey Ion 5 handvat
- Vervangbare opzetborstel (1 x honingraat)
- Handleiding

Voordat u begint

- Lees de handleiding zorgvuldig door.
- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.
- Was de borstelkop en het handvat voor het eerste gebruik met water.

De tandenborstel in gebruik nemen

1. Borstelkop plaatsen: Bevestig een borstelkop stevig op het handvat van de Soladey Ion 5. Zorg ervoor dat de borstelkop goed vastzit.
2. Voorbereiding: Bevochtig de borstelkop met water. Dit activeert de ionische reinigingstechnologie van de Soladey Ion 5.
3. Optioneel: U kunt tandpasta gebruiken naar wens, hoewel de ionische technologie ook effectief kan reinigen zonder tandpasta.

Tanden poetsen

- Poets uw tanden: Beweeg de tandenborstel in zachte, cirkelvormige bewegingen langs alle oppervlakken van uw tanden en kiezen. Besteed bijzondere aandacht aan de achterkant van uw tanden en moeilijk bereikbare plaatsen.
- Tijdsduur: Poets minimaal twee minuten. Sommige modellen hebben een ingebouwde timer die u hierbij kan helpen.
- Na het poetsen: Spoel uw mond en de borstelkop grondig met water.

Onderhoud en verzorging

- Na elk gebruik: Spoel de borstelkop grondig af onder stromend water.
- Opslag: Bewaar de tandenborstel op een schone, droge plaats, bij voorkeur recht op staand zodat de borstelkop kan drogen.
- Borstelkop vervangen: Vervang de borstelkop elke 3 maanden, of eerder als de borstels uit elkaar beginnen te wijken of versleten raken.
- Kijk voor alle varianten van de vervangbare opzetborstels op de website van Meditech Europe.

Veiligheidsinformatie

- Soladey5 is geen elektrische tandenborstel.
- Mensen die een elektrisch medisch hulpmiddel gebruiken, dienen dit product niet te gebruiken.
- Laat de borstelkop te allen tijde bevestigd aan het handvat en de staaf, behalve bij vervanging.
- Laat de tandenborstel of het losse handvat en de staaf nooit in de buurt van jonge kinderen of baby's liggen.
- Laat de borstelkop te allen tijde bevestigd aan het handvat en de staaf, behalve bij vervanging.
- Laat de tandenborstel of het losse handvat en de staaf nooit in de buurt van jonge kinderen of baby's liggen.

Probleemoplossing

- Tandенborstel werkt niet: Zorg ervoor dat de borstelkop correct is bevestigd en nat is gemaakt.
- Onvoldoende reiniging: Controleer of de borstelkop aan vervanging toe is of probeer een andere poetstechniek.

Contact en ondersteuning

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met Meditech Europe via de website of klantenservice.

fig. 1



fig. 2



Package Contents

- Soladey Ion 5 handle
- Replaceable brush head (1 x Honeycomb)
- Instruction manual

Before Starting

- Carefully read the instruction manual.
- Ensure all parts are present.
- Wash the brush head and handle with water before first use.

Getting Started

1. Attaching the Brush Head: Firmly attach a brush head to the Soladey Ion 5 handle. Ensure it is securely in place.
2. Preparation: Wet the brush head with water. This activates the ionic cleaning technology of the Soladey Ion 5.
3. Optional: You may use toothpaste as desired, although the ionic technology can also clean effectively without toothpaste.

Brushing Your Teeth

- Brush: Move the toothbrush in gentle, circular motions along all surfaces of your teeth and molars. Pay special attention to the back of your teeth and hard-to-reach places.
- Duration: Brush for at least two minutes. Some models feature a built-in timer to assist with this.
- After Brushing: Rinse your mouth and the brush head thoroughly with water.

Maintenance and Care

- After Each Use: Rinse the brush head thoroughly under running water.
- Storage: Store the toothbrush in a clean, dry place, preferably standing upright so the brush head can dry.
- Replacing the Brush Head: Replace the brush head every 3 months, or sooner if the bristles begin to spread apart or show signs of wear.
- For all variants of replaceable brush heads, check out Meditech Europe's website.

Safety Information

- Soladey5 is not an electrical toothbrush.
- People who use an Electric medical device, etc. should not use this product.
- Keep the brush head attached to the handle and rod at all times except during replacement.
- Never leave the toothbrush or bare handle and rod near young children or infants.
- Keep the brush head attached to the handle and rod at all times except during replacement.
- Never leave the toothbrush or bare handle and rod near young children or infants.

Troubleshooting

- **Toothbrush Not Working:** Ensure the brush head is correctly attached and has been wetted.
- **Insufficient Cleaning:** Check if the brush head needs replacing or try a different brushing technique.

Contact and Support

For questions or concerns, please contact Meditech Europe through the website or customer service. Keep your proof of purchase and product details for any warranty claims.

fig. 1



fig. 2



Lieferumfang

- Soladey Ion 5 Handstück
- Auswechselbarer Bürstenkopf (1 x Honigwabe)
- Bedienungsanleitung

Bevor Sie beginnen

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile enthalten sind.
- Waschen Sie den Bürstenkopf und das Handstück vor dem ersten Gebrauch mit Wasser.

Die Zahnbürste in Betrieb nehmen

1. Bürstenkopf anbringen: Befestigen Sie einen Bürstenkopf fest am Handstück der Soladey Ion 5. Stellen Sie sicher, dass der Bürstenkopf sicher sitzt.
2. Vorbereitung: Befeuchten Sie den Bürstenkopf mit Wasser. Dies aktiviert die ionische Reinigungstechnologie der Soladey Ion 5.
3. Optional: Sie können Zahnpasta nach Wunsch verwenden, obwohl die ionische Technologie auch ohne Zahnpasta effektiv reinigen kann.

Zähne putzen

- Putzen Sie Ihre Zähne: Bewegen Sie die Zahnbürste in sanften, kreisenden Bewegungen über alle Oberflächen Ihrer Zähne und Backenzähne. Achten Sie besonders auf die Rückseite Ihrer Zähne und schwer zugängliche Stellen.
- Dauer: Putzen Sie mindestens zwei Minuten lang. Einige Modelle verfügen über einen integrierten Timer, der Ihnen dabei helfen kann.
- Nach dem Putzen: Spülen Sie Ihren Mund und den Bürstenkopf gründlich mit Wasser aus.

Pflege und Wartung

- Nach jedem Gebrauch: Spülen Sie den Bürstenkopf gründlich unter fließendem Wasser ab.
- Aufbewahrung: Bewahren Sie die Zahnbürste an einem sauberen, trockenen Ort auf, vorzugsweise aufrecht stehend, damit der Bürstenkopf trocknen kann.
- Bürstenkopf wechseln: Wechseln Sie den Bürstenkopf alle 3 Monate oder früher, wenn die Borsten auseinandergehen oder abgenutzt erscheinen.
- Alle Varianten der austauschbaren Bürstenköpfe finden Sie auf der Website von Meditech Europe.

Sicherheitshinweise

- Soladey5 ist keine elektrische Zahnbürste.
- Personen, die ein elektrisches medizinisches Gerät verwenden, sollten dieses Produkt nicht benutzen.
- Die Bürstenkopf sollte stets am Griff und der Stange befestigt bleiben, außer beim Austausch.
- Lassen Sie die Zahnbürste oder den bloßen Griff mit Stange niemals in der Nähe von Kleinkindern oder Säuglingen liegen.
- Die Bürstenkopf sollte stets am Griff und der Stange befestigt bleiben, außer beim Austausch. Lassen Sie die Zahnbürste oder den bloßen Griff mit Stange niemals in der Nähe von Kleinkindern oder Säuglingen liegen.

Fehlerbehebung

- Zahnbürste funktioniert nicht: Stellen Sie sicher, dass der Bürstenkopf korrekt angebracht und befeuchtet ist.
- Unzureichende Reinigung: Überprüfen Sie, ob der Bürstenkopf ausgetauscht werden muss, oder versuchen Sie eine andere Putztechnik.

Kontakt und Unterstützung

Bei Fragen oder Problemen können Sie sich über der Website oder Kundenservice an Meditech Europe wenden.

fig. 1




fig. 2





Mechanisms for removing plaque and fighting off cavity-causing bacteria



 Meditech Europe



Meditech Europe

Daalder 14, 8305 BE Emmeloord
tel.: +31 527 292331
mail: info@meditecheurope.nl
web: www.meditecheurope.nl