



# Meditech Europe

**Kullanım Kılavuzu**

## Swing Zapper (Temel / Komple / Darbeli)



Çeviri Orijinal kılavuz  
Versiyon TR V2 2024/04



# Meditech Europe

Live in Harmony

<b>Proje bilgileri</b>	: Kasım 2023
<b>Ticarî adı</b>	: Meditech Europe B.V.
<b>Ürün adı</b>	: Swing Zapper
<b>Tip</b>	: Temel, Komple, Darbeli
<b>Kapasite</b>	: 3 V (2x 1,5 V pil)
<b>Üretici</b>	: Meditech Europe B.V.
<b>Yazar</b>	: J.K
<b>Adres</b>	: Daalder 14 8305 BE Emmeloord Hollanda Telefon: 0031 (0)527 292331  www.meditecheurope.nl info@meditecheurope.nl  KDV no: NL859592480B01
<b>Revizyon-indeks</b>	: V2
<b>Revizyon tarihi</b>	: 2024/04



# İçindekiler

<b>1</b>	<b>Bu Kullanım Kılavuzu hakkında.....</b>	<b>5</b>
1.1	Genel .....	5
1.2	Uyarı işaretleri .....	5
<b>2</b>	<b>Genel Güvenlik Talimatları .....</b>	<b>6</b>
2.1	Prensipeler.....	6
2.2	Kullanım amacı .....	6
2.3	Personelin seçimi ve kalitesi .....	6
2.4	Güvenlik Talimatları.....	7
2.5	Acil durum önlemleri.....	7
<b>3</b>	<b>Teslimat kapsamı.....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Teknik açıklama .....</b>	<b>9</b>
4.1	Özet .....	9
4.2	Tip resmi .....	9
<b>5</b>	<b>Nakliye .....</b>	<b>10</b>
5.1	Nakliye öncesinde .....	10
5.2	Cihazın nakliyesi.....	10
5.3	Cihaz paketinin açılması .....	10
<b>6</b>	<b>Cihazın kullanımı .....</b>	<b>11</b>
6.1	Cihazın kullanımı .....	11
6.2	Pillerin değişimi.....	11
<b>7</b>	<b>Arızalarda yardım .....</b>	<b>12</b>
<b>8</b>	<b>Hizmet dışı bırakma.....</b>	<b>13</b>
8.1	İmha ve geri kazanım .....	13



9	Garanti .....	14
10	Avrupa Birliđi Uygunluk Beyanı .....	15



# 1 Bu Kullanım Kılavuzu hakkında

Bu kullanım kılavuzu Swing Zapper'ın ilk kullanımından önce ya da yetkili montör olarak optimizatör üzerinde işlem yapılacağı zaman okunmalıdır. Sorularınız olursa, Meditech Europe ile iletişime geçiniz.

Özellikle Bölüm "Genel Güvenlik Talimatları"nı dikkatli bir şekilde okuyunuz.

## 1.1 Genel

Bu kılavuzdaki talimatlar, sizi Swing Zapper'a alıştırmak ve cihazın işlevlerinden tam olarak yararlanabilmenizi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kullanım kılavuzu, Swing Zapper'ın güvenli ve doğru kullanımı için önemli bilgiler içermektedir. Kılavuz, aşağıdaki yönlerden önemlidir:

- Tehlikelerin önlenmesi
- Cihazın onarım masrafları ile arızalarının önlenmesi
- Ürünün güvenilirliği ile ömrünün artırılması

Bu talimatlar, Swing Zapper üzerinde çalışma yapmaya yetkili ve 18 yaşın üzerindeki kişiler tarafından okunmalı ve uygulanmalıdır.

Bu kullanım kılavuzunun yanı sıra, kullanım yapılan ilgili ülkede ve uygulama yerinde geçerli olan kaza önleme ve çevre koruma yönetmeliklerine de uyulmalıdır.

## 1.2 Uyarı işaretleri



### **İyonlaştırıcı olmayan radyasyon**

Bu, cihazın düşük enerjili radyo dalgaları ve radyo frekansları yaydığı anlamına gelir.



## 2 Genel Güvenlik Talimatları

### 2.1 Prensipler

Emin olamadığınız durumlarda, Meditech Europe ile iletişime geçiniz.

Swing Zapper'ı açmayınız. Bu, sadece Meditech Europe uzmanı tarafından yapılabilir. Cihazın Meditech Europe uzmanları dışında başka biri tarafından açılması durumunda garanti geçerli olmaz.

Swing Zapper'ı asla banyo gibi nemli alanlarda kullanmayınız. Isı ve soğuktan uzak tutunuz.

Swing Zapper, frekans yaratan bir cihazdır. Tıbbî yardımcı malzeme değildir. Swing Zapper kullanımından hiçbir hak elde edilemez ve kullanımından dolayı hak talebinde bulunulamaz. Swing Zapper'ın kullanım riski ve masrafları tamamen kullanıcıya aittir.

Swing Zapper'ın temizliği: kuru bir bez kullanınız. İnatçı lekeler için nemli bir bez kullanılabilir. Pil yerinin ıslanmamasına dikkat ediniz.

Swing Zapper kullanımı ile ilgili emin olamadığınız durumlarda her zaman Meditech Europe BV ile iletişime geçiniz:  
Tel: 0031 (0)527 292331 ya da e-posta: info@meditecheurope.nl.

Meditech Europe, suistimal, hatalı kullanım veya bu kılavuzda belirtilen şekilde olmayan kullanımlardan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir. Anlaşmazlık durumunda Hollanda yasaları geçerlidir.

### 2.2 Kullanım amacı

Swing Zapper, frekans yaratan bir cihazdır.

### 2.3 Personelin seçimi ve kalitesi

Swing Zapper, Meditech Europe için Emmeloord'da (NL) üretilmektedir. Meditech Europe, sadece teknik açıdan bilgili ve sertifikalı üreticilerle çalışmaktadır.



## 2.4 Güvenlik Talimatları

Hamile iseniz, Swing Zapper'ı kullanmayın. Aynı zamanda kalp piliniz, implante edilebilen kardiyoverter defibrilatör (ICD) ya da insülin pompanız var ise, Swing Zapper'ı kullanmayın.

Swing Zapper'ı her zaman kuru alanda kullanınız.

Swing Zapper'ın şömine, gaz sobası, açık ateş gibi ısı kaynaklarıyla temas etmemesine dikkat ediniz.

Ürün zarar görürse, Meditech Europe tarafından tamir edilmelidir.

## 2.5 Acil durum önlemleri

Yangın çıkarsa, elektronik cihazlara uygun olan bir yangın söndürücü kullanılmalıdır.



### 3 Teslimat kapsamı

**1x** Swing Zapper

**2x** AA pil

Farklı türleri vardır. Meditech Europe internet sitesinde farklı türleri gösteren fotoğraflar yer almaktadır.

[www.meditecheurope.nl](http://www.meditecheurope.nl)





## 4 Teknik açıklama

### 4.1 Özet

Swing Zapper frekanslar yaratır.

### 4.2 Tip resmi



Şekil 4.2 Tip resmi

Tedarikçi	: Meditech Europe B.V.
Bilgiler	: Tip ve kapasite
Parti numarası	: Her parti özgün



## 5 Nakliye

Swing Zapper'a gereken dikkat gösterilmelidir.

### 5.1 Nakliye öncesinde

Meditech Europe, Swing Zapper nakliye edileceđi ya da teslim alınacađı zaman dikkatli bir şekilde ambalajlamaktadır.

### 5.2 Cihazın nakliyesi

Swing Zapper, korumalı bir ambalaj içinde nakil edilmelidir.

### 5.3 Cihaz paketinin açılması

Swing Zapper, keskin aletler kullanılmadan dikkatlice ambalajından çıkarılmalıdır. Cihazı düşürmeyiniz, hasar görebilir.



## 6 Cihazın kullanımı

### 6.1 Cihazın kullanımı

2 adet AA pil yerleştirin.

Çubuk/plaka elektrotları kabloları kullanarak Swing Zapper'a bağlayın (kırmızı sol ve siyah sağ).

Swing Zapper'ı stabil, kuru ve kaygan olmayan bir zemine yerleştirin.

1. Çubuk/plaka elektrotları doğru pozisyona getirin ve On'a (aç) basın.
2. Lamba yanıp sönmeye başladığında, Swing Zapper çalışmaktadır.
3. Swing Zapper otomatik olarak yedi dakikalık bir programda çalışır.
4. Yedi dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Bundan sonra 20 dakika beklenmelidir.

20 dakika sonra yeniden 1 + 2 + 3 + 4 adımlarını uygulamaya başlayın.

Daha sonra 20 dakika daha ara verin.

Üçüncü kez 1 + 2 + 3 + 4 adımlarını uygulamaya başlayın.

Üçüncü seferden sonra program tamamlanır.

Bu işlemi her günün başlangıcında tekrarlayın. Bir hafta sonra işlem g naşırı uygulanabilir.

### 6.2 Pillerin deęiřimi

Swing Zapper'ın arkasındaki kapaęı a ın ve pilleri deęiřtirin. Pilin doęru yerleřtirilip yerleřtirilmedięini ve + ile - kutupların doęru pozisyonda olup olmadıęını kontrol edin. Arka kapaęı kapatın.



## 7 Arızalarda yardım

Cihaz Bölüm 6'da belirtilen adımlara uygun olarak çalışmıyorsa, sıfırlanabilir. Pilleri cihazdan çıkarın, Bölüm 6'da belirtilen adımları yeniden uygulamaya başlayın.



## 8 Hizmet dıřı bırakma

### 8.1 İmha ve geri kazanım

Swing Zapper'ın imhası ve geri dönüşümü için Meditech Europe ile iletişime geçiniz. Meditech Europe, tüm ürünlerini çevre yönetmeliklerine uygun olarak imha edeceğini ya da geri dönüşüme kazandıracağını kabul etmektedir.

Ürünü kullanıcı olarak kendiniz imha etmek istediğinizde, yetkili yerel kurumlarla iletişime geçiniz.



## 9 Garanti

Meditech Europe, Swing Zapper için 2 yıl garanti vermektedir.

Cihazın Meditech Europe uzmanları dışında başka biri tarafından açılması ya da yanlış kullanımı durumunda garanti geçerli olmaz

Meditech Europe, suistimal, hatalı kullanım veya bu kılavuzda belirtilen şekilde olmayan kullanımlardan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

### **Servis adresi**

Meditech Europe B.V.

Daalder 14

8305 BE Emmeloord

Hollanda


Telefon: 0031 (0)527 292331

[www.meditecheurope.nl](http://www.meditecheurope.nl)

[info@meditecheurope.nl](mailto:info@meditecheurope.nl)



## 10 Avrupa Birliđi Uygunluk Beyanı

**Meditech Europe**

**AVRUPA BİRLİĐİ UYGUNLUK BEYANI**

Bu beyan tamamen üreticinin sorumluluđu altında verilmiştir

**FAKTÖR**

Şirket adı:	Meditech Europe
Tam adres:	Daalder 14
Posta kodu:	8305 BE
Yer:	Emmeloord
Ülke:	Hollanda
Teknik dosyayı derlemeye yetkili kişi:	Bayan. J. Kraaij / Operasyon Direktörü

**MAKİNEİN TANIMI VE TANIMLANMASI**

Jenerik adı:	Swing Zapper
İşlevi:	Swing Zapper, frekanslar oluşturan bir cihazdır. frekanslarını oluşturur.
Tip:	500060
Ticari adı:	Swing Zapper

**SÖZLEŞME**

İmalatçı, yukarıdaki makinenin aşağıdakilerin geçerli tüm hükümlerine uygun olduğunu beyan eder

RoHS Direktifi 01 1/65/EU & Yetkilendirilmiş Direktif (AB) 2015/863

Aşağıdaki uyumlaştırılmış standartlar ve uygun olan yerlerde teknik standartlar ve şartnameler kullanılmıştır

EN ISO 12100:2010; EN IEC 63000:2018; EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007 / A1:2011; EN 60335-1:2012 /A15:2021; NEN 5509:2016; EN 60529:1991 /AC:2016

Yer:	Emmeloord Hollanda	İsim:	Bay R. Frankhuisen
		Pozisyon:	Sahibi
Tarih:	1 Şubat 2024	İmza:	