



Meditech Europe

Bruksanvisning

MultiWave Oscillator (MWO)



Översättning av originalinstruktioner
Utgåva SE V2 2023/09



Meditech Europe

Live in Harmony

Projektdata	: September 2023
Handelsnamn	: Meditech Europe B.V.
Produktnamn	: MultiWave Oscillator (MWO)
Produktnummer	: 100012
Modell	: 220/240 vit
Effekt	: 220/240 V / 35 mA
Tillverkare	: Meditech Europe B.V.
Författare	: J.K.
Adress	: Daalder 14 8305 BE Emmeloord Nederländerna Telefon: 0031 527 292331 www.meditecheurope.nl info@meditecheurope.nl VAT NL859592480B01
Revisionsnummer	: V2
Revisionsdatum	: 2023/09



Innehållsförteckning

1	Om denna bruksanvisning	5
1.1	Allmänt	5
1.2	Varningssymboler	5
2	Allmänna säkerhetsföreskrifter	6
2.1	Principer	6
2.2	Avsedd användning	6
2.3	Urval och kvalificering av personal	6
2.4	Placering säkerhetsanordningar	7
2.5	Säkerhetsanordningarnas funktion	7
2.6	Säkerhetsföreskrifter	7
2.7	Tillbehör och ändringar	8
2.8	Åtgärder i en nödsituation	8
3	Leveransens innehåll	9
4	Möjliga tillbehör (tillgängliga hos Meditech Europe)	10
5	Teknisk beskrivning	11
5.1	Översikt	11
5.2	Gränssnitt	11
5.3	Typskylt	11
6	Transport	12
6.1	Före transport	12
6.2	Transportera apparaten	12
6.3	Packa upp apparaten	12
7	Använda apparaten	13



7.1	Sätta på maskinen	13
7.2	Använda apparaten	13
7.3	Stänga av apparaten	14
8	Åtgärda fel	15
9	Kassering	16
9.1	Kassera apparaten	16
9.2	Avfallshantering och återvinning	16
10	Garanti	17
11	EG-Försäkran om Överensstämmelse	18



1 Om denna bruksanvisning

Innan du tar MultiWave Oscillator (MWO) i bruk för första gången måste du läsa bruksanvisningen. Det gäller också om du är behörig att utföra andra uppgifter med instrumentet. Kontakta Meditech Europe om du har några frågor.

Observera speciellt kapitel 2 „Allmänna säkerhetsföreskrifter“.

1.1 Allmänt

Bruksanvisningen är till för att underlätta inläringen och användandet av MWO:s olika tillämpningar.

Bruksanvisningen innehåller viktiga anvisningar för att MWO ska kunna användas på ett säkert och korrekt sätt. Följ anvisningarna i bruksanvisningen för att:

- Undvika faror
- Undvika reparationskostnader och avbrott
- Öka produktens tillförlitlighet och livslängd

Bruksanvisningen måste läsas och följas av alla personer som är behöriga att använda MWO och är minst 21 år gamla.

Utöver denna bruksanvisning ska föreskrifter angående förebyggande av olyckor och miljöskydd som gäller i respektive användningsland och -plats följas.

1.2 Varningssymboler

På relevanta platser på enheten finns speciella säkerhetsanvisningar. De anges med följande symboler.



Starkström

Denna symbol anger att enheten är ansluten till en spänning på 230 volt växelström. Det innebär att strömmen till enheten måste brytas om tillbehör ansluts.



Icke-joniserande strålning

Det innebär att apparaten avger strålning med låg energi i form av radiovågor vid radiofrekvenser.



2 Allmänna säkerhetsföreskrifter

2.1 Principer

Om du är osäker på hur enheten ska ställas in, ta kontakt med Meditech Europe.

Använd en Faradays bur (tillgänglig hos Meditech Europe) när MWO används för att förhindra störningar av (mobila) nätverk, telefoner, bärbara datorer och/eller andra elektriska enheter och nätverk i din närhet.

Öppna inte MWO-enheten. Det får endast göras av specialister från Meditech Europe. Meditech Europe:s garanti förfaller om MWO-enheten öppnas av andra personer än företagets egna specialister.

För att undvika skador på enheten, använd inte MWO utan att anslutna tillbehören (tillgängliga hos Meditech Europe).

MWO är en enhet som skapar frekvenser. Inga rättigheter eller anspråk kan på något sätt härledas från användningen av MWO. Användningen av MWO sker helt på användarens egen risk och bekostnad.

Rengöring: dra ur kontakten till MWO. Torka av enheten med en torr trasa. Vid envis smuts kan en fuktig trasa användas. Var försiktig så att kontakterna inte blir våta.

Om du är osäker på hur MWO ska användas, slås på och av och/eller ställas in, kontakta alltid Meditech Europe BV på telefon: 0031-527-292331 eller via e-post: info@meditecheurope.nl.

Meditech Europe ansvarar inte för felaktig användning, missbruk eller skador som förorsakats av annan användning än den som beskrivs i denna bruksanvisning. I händelse av eventuella tvister ska nederländsk lag tillämpas.

2.2 Avsedd användning

MWO är en enhet som skapar frekvenser.

2.3 Urval och kvalificering av personal

MWO har konstruerats av Meditech Europe, med säte i Emmeloord, Nederländerna. Meditech Europe använder sig endast av välutbildade medarbetare.



2.4 Placering säkerhetsanordningar



Fig. 2.5 Röd cirkel = Säkring

2.5 Säkerhetsanordningarnas funktion

Säkring - säkerhetssystem som ser till att ingen kortslutning kan uppstå. Säkringen bryter strömmen om en kortslutning skulle inträffa.

2.6 Säkerhetsföreskrifter

Närma dig inte MWO om du har en pacemaker, en implanterbar defibrillator (ICD), en insulinpump eller hörapparater.

Använd endast MWO i ett torrt och väl ventilerat utrymme. Placera MWO så att det finns minst 30 cm fritt utrymme på alla sidor så att luften kan cirkulera fritt och se till att inga andra material kommer i kontakt med enheten.

Blockera aldrig ventilationsöppningarna på MWO.

Se till att MWO inte kommer i kontakt med värmekällor som exempelvis en spis, gasspis, öppen eld eller liknande.

Använd aldrig MWO utomhus.

Lämna aldrig MWO utom uppsikt när den är i drift.



Rör inte vid kabelkontakterna när MWO är påslagen.

Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en speciell nätsladd som bara finns på Meditech Europe. Se till att nätsladden hänger fritt.

2.7 Tillbehör och ändringar

Enheten måste vara strömlös innan tillbehör ansluts.

2.8 Åtgärder i en nödsituation

Om brand uppstår ska en brandsläckare för elektronisk utrustning användas.



3 Leveransens innehåll

MultiWave Oscillator:



Eisladd:





4 Möjliga tillbehör (tillgängliga hos Meditech Europe)

- Faradays bur
- Lakhovsky-antenn
- Rife rör
- Kudde
- Kretskort-antenn

För en fullständig översikt, ta en titt på vår hemsida:
www.meditecheurope.nl

Alla tillgängliga Meditech Europe-tillbehör ansluts till MWO på kundens egen risk.

Meditech Europe ansvarar inte för felaktig användning, missbruk eller skador som förorsakats av annan användning än den som beskrivs i denna bruksanvisning.

Om andra tillbehör än de som levereras av Meditech Europa används, gäller inte garantin.

Vilka tillbehör som finns tillgängliga, kan variera. För aktuell information, besök vår hemsida: www.meditecheurope.nl



5 Teknisk beskrivning

5.1 Översikt

MWO skapar högfrekventa resonanser. Enheten behöver 220V. Strömmen på 220 V går genom en transformator, via ett gnistgap och en Tesla-spole för att skapa högfrekventa resonanser och spänningar.

5.2 Gränssnitt

Tillbehör kan anslutas till enheten med hjälp av kablar. Enheten transporterar spänningen genom kablarna.

5.3 Typskylt



Fig. 5.3 Typskylt

Tillverkare	: Meditech Europe
Detaljer MWO	: Typ och effekt
Serienummer	: Unikt



6 Transport

MWO ska hanteras varsamt.

6.1 Före transport

Meditech Europe kommer att förpacka MWO-enheten omsorgsfullt när den ska transporteras eller hämtas.

6.2 Transportera apparaten

Apparaten måste transporteras i horisontellt läge.

6.3 Packa upp apparaten

MWO bör packas upp varsamt, utan att använda vassa verktyg.



7 Använda apparaten

7.1 Sätta på maskinen

Sätt i kontakten i ett eluttag.

På/Av-knapp - sätter på MWO.

Fläktarna går omedelbart på.

7.2 Använda apparaten

Vibrationsstyrka - Med den här knappen justeras styrkan på MWO, vilket gör det möjligt att ställa in styrkan på energifältet. Genom att vrida knappen medsols öppnas gnistgapet ytterligare vilket gör att gnistan mellan kontaktpunkterna låter starkare. Om man vrider knappen ytterligare medsols minskas gapet mellan kontaktpunkterna och ljudet minskar.

Varje specifik enhet tillverkas för hand. Det gör att inställningen av vibrationerna varierar per enhet.

När önskad styrka har ställts in, fortsätt till "Finjustering".

Viktigt: Knappen för vibrationsstyrka ska endast vridas medsols!

Finjustering - När du har ställt in vibrationsstyrkan måste MWO finjusteras för att energifältet ska bli stabilt. Vrid knappen medsols tills ljudet är stabilt och så konstant som möjligt.

Varje gång som vibrationsstyrkan ställs in måste MWO finjusteras för att få ett stabilt energifält.

Tidsinställning - Genom att vrida timern till önskat antal minuter kommer MWO. När den inställda tiden har gått ut kommer MWO stängas av automatiskt.

Tillbehör kan anslutas till MWO via kontakterna.



7.3 Stänga av apparaten

På/Av-knapp - Stänger av MWO.

Fläktarna kommer att stängas av.



8 Åtgärda fel

Om knappen för vibrationsstyrka vrids motsols flera gånger kan gnistgapet skadas. MWO kommer då inte att fungera. Försök inte åtgärda det själv, utan kontakta Meditech Europe.

När MWO har använts i ett antal år måste gnistgapet bytas ut. En metallisk doft och ett metalliskt ljud indikerar att det är dags att byta ut gnistgapet. När gnistgapet är slitet kan MWO-ljudet inte finjusteras. Försök inte byta ut det själv utan kontakta Meditech Europe.



9 Kassering

9.1 Kassera apparaten

Se till att MWO-enheten är avstängd med hjälp av på/av-knappen.

När apparaten är avstängd ska fläktarna inte höras.

Dra ut kontakten till enheten.

Ta bort eventuella tillbehör.

9.2 Avfallshantering och återvinning

Kontakta Meditech Europe för kassering och återvinning av MWO och tillbehör. Meditech Europe tar gärna emot använda produkter för att kassera och återvinna dem enligt gällande miljöföreskrifter.

Kontakta lokala myndigheter om du som användare själv vill bli av med produkten.



10 Garanti

Meditech Europe ger en garanti på 2 år.

Meditech Europes garanti förfaller om MWO-enheten öppnas av andra personer än företagets egna specialister.

Meditech Europe ansvarar inte för felaktig användning, missbruk eller skador som förorsakats av annan användning än den som beskrivs i denna bruksanvisning.

Service

Meditech Europe B.V.

Daalder 14

8305 BE Emmeloord

Nederländerna

Telefon: 0031 527 292331

www.meditecheurope.nl

info@meditecheurope.nl



11 EG-Försäkran om Överensstämmelse



EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Denna deklaration utfärdas på tillverkarens eget ansvar

TILLVERKARE

Företagsnamn:	Meditech Europe
Gatuadress:	Daalder 14
Postnummer:	8305 BE
Ort:	Emmeloord
Land:	Nederländerna
Person som är behörig att sammanställa den tekniska dokumentationen:	J. Kraaij/Verkställande direktör

BESKRIVNING OCH IDENTIFIKATION AV MASKINEN

Allmän benämning:	Multiwave Oscillator
Funktion:	MWO är en enhet som skapar frekvenser.
Modell:	Multiwave Oscillator
Typ:	220/240 White
Kommersiellt namn:	Multiwave Oscillator

ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkaren intygar att ovanstående maskin uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i

Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
EMC-direktiv 2014/30/EU
RoHS-direktiv 2011/65/EU och delegerat direktiv (EU) 2015/863

Följande harmoniserade standarder, samt, när så är tillämpligt, tekniska standarder och specifikt i ö ö ö används:

EN ISO 12100:2010; EN IEC 61000-3-2:2019; EN IEC 61000-3-3:2013; IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 61010-1:2011; EN IEC 63000:2018; EN 55016-2-1:2014; EN 55016-2-3:2017; EN 55011:2016; EN IEC 61326-1:2013

Ort:	Emmeloord	Namn: R. Frankhuisen
	Nederländerna	Tjänst: Ägare
Datum:	5 september 2023	Namnteckning: